

Sekretariatet
Daniel Nilsson
Tfn: 063-14 75 71
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

2020-04-24

HSN/545/2020

Delegationsbeslut användning användning av Sundström, Moldex, 3M och Honeywell halvmask och Sundströms batteridrivna fläktassisterad mask

Ärendebeskrivning

Initiativ inom IVA och några andra kliniker (kirurgi, medicin och ÖNH) att börja använda Sundström halvmask. Även andra regioner och ambulansorganisationer använder den. Region Jämtland Härjedalen har behövt kvalitetssäkra masken för användning av regionens och kommunernas vård- och omsorgspersonal. Likaså behöver handhavandeinstruktioner/ utbildning tas fram.

Primärvård i Åre har av ICA fått Sundströms batteridrivna fläktassisterade mask SR 500. För närvarande har regionen störst volym av Sundström SR 100. Det används även en variant som heter SR900. Andra tillverkares P3R-masker används, t ex Honeywell (ÖNH) samt Moldex (ffa PCI lab) och 3M (IVA).

Syftet med denna typ av mask är:

- 1) Minska förbrukningen av FFP3 och som skydd när/om dessa tar slut
- 2) Som komplement till mask 90, för de som inte kan arbeta utan glasögon

Med bifogad faktabeskrivning och uttalandet från Arbetsmiljömedicinska enheten i Umeå (se bilaga) kan också Region Jämtland Härjedalen godkänna analyserade halvmaskerna för användning i regionens vårdverksamheter.

Vårdhygien har tittat på Sundström-masken av de masker som berörs i detta beslutsunderlag och bedömt möjligheterna till rengöring efter användning. De halvmasker som undersökts bedöms kunna rengöras om utarbetad instruktion för det följs. Övriga masker måste bedömas av respektive chef med ledning av hur möjligt det är att följa utarbetad instruktion.

Vårdhygien har också tittat på Sundströms luftassisterade mask. Den har rynkat tyg och skumgummi i hjälmen samt luftslang med veckad yta som sammantaget gör masken svår att rengöra. Därför rekommenderar vårdhygien att den masken **inte** används.

Beslutsunderlag


Analys av användning av Sundström, Moldex, 3M och Honeywell halvmask och Sundströms batteridrivna fläktassisterad mask

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen, punkt 1.1. Brådskanie beslut enligt kommunallagens 6 kap 39§

Beslut

1. Återanvändningsbara P3-halvmasker från Sundström, 3 M, Honeywell och Moldex godkänns för användning under förutsättning att de används med FFP3 filter eller P3R, för användning i regionens vårdverksamheter.
2. Sundströms fläktassisterade mask SR500 ska **inte** användas i regionens verksamheter då den bedöms svår att rengöra.
3. En handhavandeinstruktion ska snarast tas fram i skrift och film. Detta ska vara gjort så att både beslut och instruktion kan kommuniceras tillsammans.
4. Chefer och medarbetare ska informeras om vikten att dessa masker har en passform som gör att de sluter tätt, särskilt ska beaktas att skägg minskar skyddseffekten och att framtagna handhavandeinstruktion följs.
5. Andra fabrikat än de nu genomgångna maskerna kommer inte att bedömas regionövergripande, vilket betyder att andra fabrikat inte ska användas.



Tom Silverklo
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Anmälan

Beslutet anmäls till hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-24

Utdrag till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, HR-direktör, regionstabschef